


# BASI DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA

D'ALESSANDRO  
ROSARIA

# ELETTROCARDIOGRAMMA (ECG)



# CHE COS'E' UN ECG

- L'elettrocardiogramma è la riproduzione grafica dell'attività elettrica del cuore durante il suo funzionamento, registrata a livello della superficie del corpo.
- Sulla superficie del corpo umano e di quello animale sono presenti e registrabili campi elettrici di bassa intensità, che nell'individuo a riposo sono principalmente dovuti alle periodiche depolarizzazioni e ripolarizzazioni del cuore




# *A COSA SERVE?*

- Sviluppato all'inizio del 1900, l'ECG è rimasto il più importante strumento diagnostico iniziale per la valutazione delle malattie miocardiche, l'ischemia e le aritmie cardiache.

# *CHI LO FA?*

- L'infermiere, ma sotto prescrizione medica, perché è un esame diagnostico.
- Gli infermieri devono avere familiarità con le derivazioni alternative, le tecniche accessorie disponibili in elettrocardiografia, così come i tranelli dovuti ad errori di posizionamento o di connessione degli elettrodi, e gli artefatti di traccia.

# CARTA PER ECG



L'ECG si registra su carta millimetrata. Il quadratino piccolo della carta misura 1 mm x 1 mm ed equivale a 0,1 mV sul lato verticale e 0,04 sec sul lato orizzontale; un quadrato grande corrisponde a 0,20 sec e 0,5 mV



# Carta millimetrata:


l'ALTEZZA misura il voltaggio

LA LARGHEZZA misura la durata / tempo *in dettaglio*:

10 mm in altezza = 1 mV

5 mm in larghezza = 0,2 secondi

1 mm in larghezza = 0,04 secondi



# EQUIPAGGIAMENTO DI BASE





- Le correnti elettriche vengono registrate attraverso un apparecchio denominato *elettrocardiografo*, modificato e migliorato da **Williem Einthoven**~~Etienne- Jules~~ **Marey** nel 1903 per derivazione diretta da *galvanometro a corda*.
- Molte delle convenzioni fissate da **Einthoven** sussistono in era moderna e costituiscono la base per interpretare molti aspetti dell'ECG moderno

# L'ELETTROCARDIOGRAFO

L'elettrocardiografo (ECG) è uno strumento non invasivo che fornisce una rappresentazione grafico-visiva dell'evoluzione dei potenziali cardiaci nel tempo (elettrocardiogramma).



Ogni apparecchio ha la **taratura automatica che corrisponde a 1 cm.**

Le **velocità di scorrimento della carta a disposizione dell'apparecchio sono:**

50 mm/sec. 25 mm/sec. 12,5 mm./sec. 5 mm./sec.


La **sostituzione della carta millimetrata va effettuata lasciando il quadratino nero in** alto a destra, è importante lasciare sempre l'apparecchio pulito e fornito di carta.

- Grazie alla conversione dell'**energia elettrica** in **energia meccanica**, le variazioni elettriche producono il movimento di un "meccanismo o sistema scrivente".
- L'energia elettrica è adeguatamente amplificata, in modo da poter trascrivere escursioni abbastanza ampie che consentano la registrazione di un segnale leggibile.
- Le deflessioni vengono impresse su carta, che si muove a velocità costante a contatto con il sistema che riporta sulla carta le onde registrate in funzione del tempo. Contemporaneamente all'oscillazione verticale delle linee prodotte dalle variazioni di potenziale, la carta scorre verso sinistra.
- Questa sincronizzazione permette di riportare il movimento verticale su un piano orizzontale, registrando le oscillazioni in rapporto alla loro durata nel tempo.

- Nell'ECG a 12 derivazioni, quattro elettrodi sono posizionati sugli arti del paziente e sei sulla superficie del torace.
- La grandezza complessiva del potenziale elettrico del cuore viene quindi misurata da dodici diversi angoli ("derivazioni") e viene registrata per un periodo di tempo (in genere dieci secondi).
- In questo modo, l'ampiezza e la direzione generali della depolarizzazione elettrica del cuore vengono catturate in ogni momento e per tutto il ciclo cardiaco.





## L'ECG STANDARD



L'ECG standard comprende 12 derivazioni:  
6 derivazioni degli arti o periferiche, di cui  
3 unipolari e 3 bipolari, e 6 derivazioni  
toraciche o precordiali

# TRIANGOLO DI EINTHOVEN

Per ottenere le derivazioni degli arti gli elettrodi vengono posti su braccio dx , braccio sx e gamba sx a formare un triangolo. E' posto anche un elettrodo sulla gamba dx ( neutro).



# DERIVAZIONI UNIPOLARI DEGLI ARTI

**DI o I**

**DII o II**

**DIII o III**



Ogni lato del triangolo formato dai tre elettrodi rappresenta una di queste derivazioni

# DERIVAZIONI BIPOLARI DEGLI ARTI

**aVR**

**aVL**

**AVF**



Utilizzano una derivazione degli arti come elettrodo positivo e tutti gli altri elettrodi degli arti come collegamento comune a terra

# DERIVAZIONI TORACICHE O PRECORDIALI

V1

v4

V2

v5

V3

v6



Per ottenere le derivazioni toraciche un elettrodo positivo viene posto in 6 diversi punti della parete toracica.



# PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

## Invitare il paziente a:

Scoprirsi il torace, caviglie e polsi

Stendersi sul lettino

Rilassarsi eventualmente chiudere gli occhi.

## L'elettrocardiografo deve essere:

Attaccato a rete ogni volta che è possibile

Pinze e ventose devono essere pulite e ben avvitate per un ottimo contatto

Lontano da fonti di elettriche che possono creare interferenze

Fornito di carta e gel

## ***N.B. SULL'ECG SCRIVERE SEMPRE :***

***NOME***

***COGNOME***

***SESSO***

***DATA DI NASCITA***

## L'esecuzione tecnica dell'Elettrocardiogramma

Collegamento delle derivazioni: *a completamento*  
- in caso di mancanza di un arto la corrispondente derivazione periferica può essere collegata alla radice dell'arto reciso.

**L'ECG** non necessariamente deve essere eseguito in posizione supina, in casi dove le esigenze cliniche del paziente lo richiedono è possibile eseguirlo in posizione seduta (paraplegia).

## *Collegamento delle derivazioni*

### **1. Coppette a suzione**

### **2. Elettrodi**

a. La cute va sgrassata possibilmente con sostanza alcolica

b. Il punto di posizionamento delle derivazioni va bagnato, anche con sola acqua, quando la cute è liscia e normalmente trofica;

c. Quando si utilizzino le pompette a suzione su cute villosa o secca è bene utilizzare un gel elettro-conducente.

## *Derivazioni toraciche o precordiali*

Per effettuare le registrazioni precordiali vengono utilizzati degli elettrodi toracici.


- Analogamente alle derivazioni unipolari degli arti, ogni elettrodo toracico rappresenta il polo positivo
- Sono nominate V1, V2, V3, V4, V5, V6 e visualizzano l'attività elettrica del cuore sul piano frontale e orizzontale
- E' fondamentale il corretto posizionamento degli elettrodi:

V1: quarto spazio intercostale sulla parasternale d

V2: quarto spazio intercostale sulla parasternale s



V4: quinto spazio intercostale sulla emiclaveare sx

V3: tra V2 e V4 V5: quinto spazio intercostale sulla



V5: quinto spazio intercostale sulla linea ascellare anteriore sinistra;

V6: quinto/sesto spazio intercostale sulla linea ascellare media sinistra.





# POSIZIONAMENTO DEGLI ELETTRODI PERIFERICI

Rosso braccio dx

Giallo braccio sx


Nero gamba dx

Verde gamba  
sx



# IL SISTEMA DI CONDUZIONE CARDIACO E' COSTITUITO DA:



- Nodo seno-atriale (pacemaker fisiologico)
- Tratti internodali (conduzione atriale)
- Nodo atrio-ventricolare
- Sistema di conduzione intraventricolare (fascio di His, tronco comune e branche destre e sinistre)
- Fibre di Purkinje



Il sistema di conduzione del cuore è un tessuto in grado di generare ritmicamente impulsi che inducono il miocardio a contrarsi anch'esso ritmicamente e di condurre tali impulsi per tutta l'estensione del cuore. Questo è reso possibile grazie alla capacità dei miociti del sistema di conduzione di autoeccitarsi e quindi di autogenerare potenziali di azione che vengono rapidamente trasmessi alle fibrocellule muscolari cardiache inducendo così contrazioni ritmiche automatiche.



# CICLO CARDIACO



Un ciclo cardiaco completo è quindi rappresentato da un'onda **P**, un **QRS** ed un'onda **T**

# PROBLEMI CHE SI POSSONO RISCONTRARE ESEGUENDO UN ELETTROCARDIOGRAMMA

## INVERSIONE DEGLI ELETTRODI

Il segno che fa sospettare un'inversione delle derivazioni periferiche (braccio destro e braccio sinistro) è la negatività della D1 e la positività della AVR.

N.B. Se permangono la D1 negativa e AVR positiva e gli elettrodi sono posizionati correttamente si può ipotizzare una destrocardia.



## TREMORI MUSCOLO-SCHELETRICI

Gli artefatti elettrocardiografici presenti sulla linea isoelettrica sono provocati da tremori muscolari:

Rigidità dell'utente dovuta alla tensione (in tal caso invitare il paziente a rilassarsi quanto più possibile)

Contrazioni involontarie da patologie (morbo di Parkinson, malattie o lesioni neurologiche)

Presenza di stimolatori midollari (se possibile farlo spegnere).

In altre circostanze può essere la presenza di fonti elettriche nelle vicinanze a creare delle interferenze.

Questi artefatti possono essere causati anche dal mal contatto tra i cavi e le pinze degli elettrodi periferici.

# QUANDO SI FA?

- Sono numerose le situazioni che possono richiedere l'esecuzione di un ECG:
  1. AL MOMENTO DEL RICOVERO
  2. DOLORE TORACICO (la più frequente)
  3. DISPNEA, SINCOPE, EMBOLIA, S. CORONARICA ACUTA, IMA ecc.ecc....
  4. PREOPERATORIO.
  5. PRE- DIMISSIONE.

- L'elettrocardiogramma è un esame di base semplice e sicuro, usato in numerosissimi contesti clinici.
- Se ne possono riportare i più frequenti: misurare la frequenza e il ritmo dei battiti cardiaci, verificare le dimensioni e la posizione delle camere cardiache (come avviene nella [destrocardia](#)), individuare la presenza di possibili danni al miocardio o al sistema di conduzione, controllare gli effetti indotti dai farmaci, nonché verificare la buona funzionalità di un [pacemaker](#).